



mindray

BENEHEART D2

Desfibrilador



 www.polymedic.com.mx

 Teléfono: (55) 2472 0070

 Whatsapp: (55) 1612 4892

 Av Chalma Manzana 001 Desp. 30, San Juan
Atlamica, 54720 Cuautitlán Izcalli, Méx.

Solicita tu cotización



BENEHEART D2

BeneHeart D2 le brinda mayores posibilidades de éxito para aquellos pacientes que sufren un paro cardíaco. Sólo se necesitan 7,5 segundos para completar toda la operación de desfibrilación. Los estudios demuestran que cuando un paciente sufre un paro cardíaco, las tasas de éxito de la desfibrilación disminuyen por cada segundo entre la RCP y la descarga de desfibrilación. Cada segundo cuenta para los pacientes con paro cardíaco.



El desfibrilador/monitor BeneHeart D2 (en lo sucesivo, el equipo) es un desfibrilador/monitor ligero y portátil, que proporciona cuatro modos de funcionamiento: Monitor, Desfib. manual, DEA y Marcap.

Desfibrilador Bifásico
de 1 a 360 Joules

Pantalla de 7" TFT color

Monitorización de ECG
Desfibrilación manual
Marcapaso no invasivo.



3 canales

Palas convertible a adulto
/ pediátrico

Batería recargable

Solicita tu cotización

