


mindray **DC-70**_{X-Insight}

**Sistema de Diagnóstico por
Ultrasonido**

Solicita tu cotización

 55 2472 0070

 55 6905 3730

 www.polymediccompany.com.mx



Tecnologías innovadoras garantizan exámenes de calidad

Una buena calidad de imagen es primordial para un ecógrafo prometedor. El **DC-70 Exp** ofrece esto y mucho más. Su exclusivo **manejo por gestos** está diseñado para ayudar a mejorar el flujo de trabajo, con **mayor precisión** y priorizando claramente el cuidado de los pacientes. La claridad, como resultado de una innovadora tecnología de transductores propia del **DC-70 Exp**, le permitirá **detectar anomalías o minúsculas patologías**. Herramientas de simple manejo incluyendo un gran número de mediciones automatizadas, reducen el tiempo de escaneo, estandarizan protocolos de examen y realzan la productividad manteniendo el foco en el paciente.

Transductores 3T de cristal único

Para una mayor confianza diagnóstica, **todos los transductores vienen equipados con la tecnología 3T exclusiva de Mindray con hasta un 50% de mejora de ratio señal-ruido (S/N)**. El **DC-70 Exp** proporciona una **mejor penetración, resolución y flujo de color dinámico** con una mejora adicional en el ratio señal-ruido (S/N) del 50%. Particularmente, el transductor **C5-1E** y **SP5-1E** proporcionan un resultado realmente fiable para escaneo abdominal y cardíaco especialmente en pacientes difíciles.

Pantalla táctil sensible a gestos

La **pantalla táctil inteligente de 10.4"** le permite hacer más de lo que nunca imaginó. Sorpréndase **pasando imágenes, intercambiando imágenes entre monitores**, aplique o quite **zoom**, mida o inicie funciones definidas por el usuario con un movimiento de mano definido por usted, el **DC-70 Exp** le permite conseguir más, más rápido.



 55 2472 0070

 55 6905 3730

 www.polymedicompany.com.mx



Eficiencia en su práctica clínica

Obstetricia y Ginecología


Las consultas y departamentos más atareados requieren equipos de ultrasonidos que aporten tecnología exclusiva junto a facilidad de manejo, flexibilidad y fiabilidad dando así un exhaustivo rango de soluciones para los exámenes rutinarios de ginecología y obstetricia. Equipado con productivas características como **iLive**, **Depth VR**, **Smart OB/NT** y **iPage**, el **DC-70 Exp** le brindará un óptimo acceso a la calidad por ultrasonidos, esencial en el cuidado de la mujer.

iLive

Tecnología revolucionaria para **una increíble visión realista del feto**. iLive genera sorprendentes vistas del feto con texturas similares a la piel humana.



Feto de 22 semanas con iLive



Pierna fetal con Depth VR

Depth VR


Un innovador algoritmo, que trabaja con la información de profundidad, **genera una reproducción del volumen más vívido** y mucho mejor efecto tridimensional.

Radiología


Usted necesita **imágenes de calidad** siempre que escanea, sin importar dónde se encuentre. Independientemente de que visualice vasos con múltiples velocidades o pequeños vasos renales, el **DC-70 Exp** equipa soluciones dedicadas a aplicaciones específicas incluyendo la segunda generación de **HRFlow** y la **elastografía natural touch**, que permiten al **DC-70 Exp** facilitar el escaneo de sus pacientes con su increíblemente y novedosa interfaz.

Elastografía Natural Touch

La elastografía Natural Touch **reduce la dependencia de la técnica del operador**, mejorando la reproductibilidad para una mayor utilidad clínica.



Adenoma de Tiroides con Elastografía



CEUS de FHN

Imagen de contraste UWN

La tecnología patentada de Mindray **UWN CEUS** permite al DC-70 Exp detectar y utilizar tanto señales fundamentales como las segundas armónicas no lineales, generando **imágenes con mejoras significativas**.



Diseñado para tus necesidades

Monitor de 19" con brazo articulado



Pantalla táctil de 10.4" sensible a gestos



Ángulo ajustable

Calentador de gel

Soporte transductor para de endocavidades.



Panel de control rotatable y ajustable en altura

4 Conectores activos

Soporte para pies



Solicita tu cotización

55 2472 0070

55 6905 3730

www.polymedicompany.com.mx