



# mindray

healthcare within reach

## DP-10

### Sistema digital de diagnóstico ecográfico



Portable

Sistema ligero con batería

**Solicita tu cotización**

 55 2472 0070

 55 6905 3730

 [www.polymediccompany.com.mx](http://www.polymediccompany.com.mx)



# Sistema de Ultrasonido

Una buena calidad de imagen, un flujo conveniente de trabajo y de peso ligero que le permite ser transportado con facilidad; son algunas de las características del DP-10 la nueva generación de los ecógrafos portátiles en Blanco & Negro de Mindray. Con una nueva plataforma basada en un potente procesador Intel, el DP-10 Vet creará una experiencia enriquecedora al ultrasonido.

## Diagnósticos de Confianza

- Tecnología totalmente digital.
- Función IP (procesamiento de imágenes) para una optimización rápida de la imagen.
- Compensación de ganancia en función del tiempo (TGC) de 8 segmentos que garantiza un control de imagen preciso.
- Una gran variedad de transductores para aplicaciones obstétricas, ginecológicas, abdominales, urológicas, ortopédicas, pediátricas y para regiones pequeñas.



## Ergonomía

- Monitor LCD de 12.1" con inclinación de 30 grados
- Panel de Control del usuario retroiluminado con teclado de silicona
- Diseño ligero y compacto que permite que sea fácil de transportar en condiciones extremas

 55 2472 0070

 55 6905 3730

 [www.polymediccompany.com.mx](http://www.polymediccompany.com.mx)

**Solicita tu cotización**

