



mindray

healthcare within reach

DP-30

Sistema digital de diagnóstico ecográfico



Portable
Sistema ligero con batería

Solicita tu cotización

 55 2472 0070

 55 6905 3730

 www.polymediccompany.com.mx



Sistema de Ultrasonido

Con un diseño portátil ergonómico y ligero, el DP-30 puede acompañarlo donde sea necesario. Rompiendo la barrera entre los sistemas de diagnóstico de ultrasonido B / W y Doppler, el ecógrafo DP-30 es un sistema avanzado equipado con Power Doppler y PW que le brinda más posibilidades en diversas aplicaciones clínicas.



Listo Para Usarse

- Preparado para realizar exploraciones en 17 s.
- Teclas definidas por el usuario, operaciones personalizadas programables.
- Almacenamiento de imágenes o cines en el disco local o unidad USB mediante una tecla.

Power Doppler

Ayuda a identificar el flujo sanguíneo en diferentes condiciones clínicas, una forma esencial de ayudar a la localización de los vasos, lo que hace que sea mucho más fácil medirlos con precisión.

Imágenes armónicas de tejidos (THI)

Utilizando segundos armónicos generados a partir de las capas del tejido, la herramienta THI mejora significativamente la resolución de contraste y la calidad de imagen, especialmente para pacientes técnicamente difíciles

Ergonomía

- Pantalla LED completa de alta definición de 12,1 pulgadas
- Monitor ajustable con ángulo de inclinación de 30 grados
- 2 conectores universales para transductores
- Panel de control retroiluminado fácil de usar
- Diseño ligero y compacto de gran portabilidad



Solicita tu cotización

 55 2472 0070

 55 6905 3730

 www.polymediccompany.com.mx

