



Gel para Ultrasonido

INCLUYE: Galón de gel de 4L, una botella dispensadora de 250 ml y una espátula para excedente.

Solicita tu cotización



 55 2472 0070

 55 6905 3730

 www.polymediccompany.com.mx



Gel transmisor de alta conductividad para unidades de ultrasonografía en general/polymedic gel adecuado para múltiples procedimientos, utilizado en equipo de diagnóstico que requiera ondas ultrasónicas entre el equipo y el paciente, el compuesto es totalmente acuoso, hipoalergénico, no es tóxico, no graso, no mancha la piel y no daña a los equipos (ayuda al correcto funcionamiento y cuidado de los equipos).

Este producto esta formulado para prolongar la vida útil de los equipos y dar un mejor desempeño en las imágenes.

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS	
ANALISIS	ESPECIFICACIONES
ASPECTO Y COLOR	VISCOSO TRASLUCIDO
OLOR	CARACTERISTICO
DENSIDAD	.97

Solicita tu cotización

MODO DE EMPLEO: Aplicar una cantidad suficiente para lograr una buena lubricación y contacto entre la piel y el transductor. Puede ser removido con una toalla o pañuelo facial de manera sencilla.

PRECAUCIONES:

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Evite el contacto con los ojos.
- Manténgase en un recipiente cerrado.
- No ingerir.

ALMACENAMIENTO:

- Manténgase en un lugar fresco, limpio y seco.
- Mantener siempre cerrado el producto, mientras no se utilice



Solicita tu cotización