



**mindray**

# PREMIUM M7

Sistema de ultrasonido portátil



Imágenes 4D

Alta tasa de volumen y modos de renderizado de alta calidad


**Solicita tu cotización**

 55 2472 0070

 55 6905 3730

 [www.polymediccompany.com.mx](http://www.polymediccompany.com.mx)





La tecnología del transductor Mindray aumenta el ancho de banda y la eficacia de la transmisión.

- Construcción en capa triple diseñada para mayor sensibilidad, mayor ancho de banda y mejora del S/N
- Diseño de control térmico para una mejor transmisión acústica

## PSHI™ (Imágenes Armónicas con Inversión de Fase)



Las imágenes armónicas puras permiten suprimir los artefactos, generando menos ruido y aumentando la calidad de imágenes gracias a una mejor resolución de contraste.

## iClear™ (Supresión de Imperfecciones de la Imagen)



Mejoramiento de la calidad de la imagen basada en la auto-detección de las estructuras de los tejidos para obtener:

- Bordes más Nítidos & Continuos
- Tejidos suaves y uniformes
- Aumentar la confiabilidad en el diagnóstico

## Imágenes 3D/4D



Incluye funciones 3D/4D Flip & Sync que brindan una vista de volumen de imagen rápida y fácil desde cualquier dirección.



 55 2472 0070

 55 6905 3730

 [www.polymediccompany.com.mx](http://www.polymediccompany.com.mx)

