



mindray

healthcare within reach

RESONA 7



Novedades en la innovación de ecografías



ZST+
Channel data based
signal processing



HD Scope
Effectively reveal
pathological structure



STE



CEUS



iFusion



V Flow

Solicita tu cotización

55 2472 0070

55 6905 3730

www.polymediccompany.com.mx




New Waves: Innovación en Ultrasonido

El ultrasonido Resona 7 cuenta con la herramienta de elastografía por toque natural, que proporciona varios parámetros relativos de tensión y rigidez de lesiones en el cuello del útero y ovarios. Con una excelente sensibilidad y estabilidad, proporciona información adicional de diagnóstico para demandas más exigentes.




iFusion con compensación de respiración

Precisión en las imágenes que ayuda a eliminar la distorsión y la imprecisión de la fusión que produce la respiración del paciente




iFusion sin compensación de respiración




iFusion con compensación de respiración

Imagen con contraste UWN+

Permite al Resona 7 detectar y utilizar las segundas señales fundamentales armónicas y no lineales




Análisis TIC de CEUS




Mejora de Micro Flow

V FLOW (Flujo Vectorial)

Es un enfoque novedoso del análisis hemodinámico vascular



V Flow de bulbo carotídeo y JV



V Flow de CCA y ICA



12.1" inclinando la pantalla táctil multi-touch



6 panel de control flotante



21.5" pantalla de LED de alta resolución



Gel calentador con control de temperatura



transductor sin agujas con indicador luminoso

Solicita tu cotización

