



mindray

healthcare within reach

M6

Exactitud - Versatilidad - Movilidad



Solicita tu cotización

55 2472 0070

55 6905 3730

www.polymediccompany.com.mx



Experiencia con alta productividad

El M6 es un práctico sistema de ultrasonido portátil con una gama completa de funcionalidades para exámenes de cabecera. Es un modelo avanzado para brindar soluciones de alto nivel en servicio compartido, POC y el mercado de licitaciones.

Mindray se compromete a proporcionar la mejor calidad de imagen de su clase y herramientas de optimización fáciles de usar, y gracias a las tecnologías revolucionarias de Mindray, el M6 presenta capacidades de imágenes en color brillantes y un excelente rendimiento 2D.



IClear™ (Toma de imágenes con supresión de manchas)


Obtenga una calidad de imagen mejorada basada en detección automática de la estructura.

- Bordes más nítidos y continuos
- Tejidos claros y uniformes
- "Áreas sin eco" más claras




IBeam™ (Toma de imágenes de composición espacial)

Permite el uso de múltiples ángulos escaneados para formar una sola imagen, lo que permite obtener una resolución de contraste mejorada y visualización mejorada



HR Flow™

Una tecnología innovadora para visualizar mejor vasos diminutos y patrones de flujo complejos, basada en el algoritmo de procesamiento exclusivo de Mindray



IMT (Grosor íntima-Media)

Automedición de grosor de pared anterior y posterior proporcionando un estado preciso de la carótida