



mindray

HYBASE 6100

Mesa de operaciones electrohidráulica



 www.polymedic.com.mx
 Teléfono: (55) 2472 0070
 Whatsapp: (55) 1612 4892

 Av. Chalma S/N, Despacho 30, Jardines de la Hacienda Sur, Cuautitlan Izcalli. Estado de Mexico. C.P. 54720.

Solicita tu cotización





 www.polymedic.com.mx

 Teléfono: (55) 2472 0070

 Whatsapp: (55) 1612 4892

 Av. Chalma S/N, Despacho 30, Jardines de la Hacienda Sur, Cuautitlan Izcalli. Estado de Mexico. C.P. 54720.

Solicita tu cotización



Mindray, una solución absoluta

La mesa HyBase 6100 proporciona una excelente facilidad de uso clínico. Está diseñada con una altura menor a 498 mm, especialmente para neurocirugía y cirugía mínimamente invasiva, además de tener una cubierta de base más funcional y un sistema de control remoto inalámbrico más conveniente.



Respondiendo a los estándares de posicionamiento para neurocirugía y cirugía mínimamente invasiva, la altura más baja de la mesa HyBase 6100, 498 mm, resulta esencial para proporcionar un entorno de trabajo más cómodo y ergonómico para los cirujanos.

Excelente versatilidad

Espacio de imagen de 1400 mm para cirugía cardiovascular y de columna. Todo el tablero de la mesa está hecho de material radiotransparente y sin ningún travesaño metálico para radioscopia. Además, el tablero de fibra de carbono opcional garantiza una mejor solución de imagen.



- Desplazamiento longitudinal máximo de 320 mm para acceso libre del arco en C
- Capacidad máxima de elevación de 380 kg con la máxima seguridad y estabilidad
- Carga total máxima de 360 kg en posición normal
- Almohadilla de descompresión multicapa con diseño impermeable y sin costuras
- Posición más baja de la mesa: 498 mm para neurocirugía y cirugía mínimamente invasiva
- Sistema de control remoto inalámbrico
- interruptor de pedal
- sistema de cancelación manual

Solicita tu cotización