



mindray

SV 300

Compacto pero poderoso



 www.polymedic.com.mx
 Teléfono: (55) 2472 0070
 Whatsapp: (55) 1612 4892

 Av. Chalma S/N, Despacho 30, Jardines de la Hacienda Sur, Cuautitlan Izcalli. Estado de Mexico. C.P. 54720.

Solicita tu cotización



Diseño basado en hechos simples

El cuidado crítico es muy duro, y sabemos que su objetivo final es mejorar el flujo de trabajo clínico. Por este motivo, nos hemos abocado a diseñar un equipo que cumpla con los siguientes criterios:

Integral

El SV300 cuenta con varios modos de ventilación y están especialmente diseñados para uso en UCI.

Sencillo


La interfaz de usuario intuitiva mejora el flujo de trabajo clínico.

Adaptativo

Cuenta con funciones útiles para cumplir las necesidades reales; puede adaptarse a distintos entornos clínicos.



Ventilador completo apto para un entorno de UCI muy riguroso



Opciones de paquete para UCI

- (APRV)
- (PRVC)
- ATRC
- PV Tool

Monitorización exhaustiva

- 4 ondas
- 2 bucles
- Datos de tendencias de pacientes de 72 h
- Registro de 5000 eventos

Medición volumétrica de CO2

- Espacio muerto de vía respiratoria
- Eliminación de CO2

Indicadores de destete

- P0.1
- NIF
- RSBI

Terapia de O2

- Enriquecimiento de O2
- Flujo ajustable

Intelli Cycle

- Intercambio automático
- Mejor sincronía del paciente

Trabaje con facilidad durante la rutina diaria



El SV 300 viene con una pantalla ajustable que permite la inclinación a fin de lograr el mejor ángulo de visualización posible.



- Indicador de rango de ajuste
- Resumen de ajuste



- Indicador de rango de alarma
- Alarma activa con código de colores
- Límites de alarma automáticos