



**Insight
Into life.**

SuperMark 1.5T

A-combi & AI Technologies Available MRI System
Redefined for Your Concerns



 www.polymedic.com.mx
 Teléfono: (55) 2472 0070
 Whatsapp: (55) 1612 4892

 Av. Chalma S/N, Despacho 30, Jardines de la Hacienda Sur, Cuautitlan Izcalli. Estado de Mexico. C.P. 54720.

Solicita tu cotización



SuperMark 1.5T



Sistema de resonancia magnética con tecnología de inteligencia artificial y A-combi disponible redefinido para sus preocupaciones.

Fuerza del campo magnético	1.5T
Tipo de imán	Super conductor
Alimentación eléctrica	380 V
Consumo eléctrico	60 Kva
Longitud del diámetro del imán	120 cm
Peso máximo soportado	200 Kg

La 4ª generación del sistema de resonancia magnética superconductor ANKE

Imán superconductor de paso corto

Tecnología evaporación "cero" de Helio líquido

Tecnología de escaneo silencioso

Este sistema está equipado con tecnologías A-combi y Ai que benefician enormemente a los usuarios y proporcionan a los pacientes experiencias más cómodas. Cuenta con un nuevo diseño fácil de usar, mayor velocidad y calidad de imagen, mejorando en gran medida la eficiencia del trabajo.




TECNOLOGÍA A-COMBI E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La tecnología de inteligencia artificial se introduce en el sistema SuperMark 1.5T, que le dará una idea completamente nueva de las aplicaciones del sistema de resonancia magnética, como la alineación inteligente, stitching con inteligencia artificial y la eliminación de ruido etc.




AI On-line Elastic Motion Corrección (EMC) *



Sin corrección IA

Con corrección IA

Eliminación de ruido y mejora de imagen con IA



Sin eliminar el ruido · tiempo de escaneo: 03:46

Ruido eliminado tiempo de escaneo: 00`56



Solicita tu cotización

