



mindray

UniBASE 30

Una mesa de operaciones sencilla y eficiente



 www.polymedic.com.mx
 Teléfono: (55) 2472 0070
 Whatsapp: (55) 1612 4892

 Av. Chalma S/N, Despacho 30, Jardines de la Hacienda Sur, Cuautitlan Izcalli. Estado de Mexico. C.P. 54720.

Solicita tu cotización



Mindray, una solución absoluta

- Soporta hasta 185 kg en posición normal.
- Desplazamiento longitudinal (opcional) de 300 mm.
- Elevador para ajustar el cuerpo (opcional) de 120mm.
- Duración de la batería de una semana (aprox.).
- Sistema mecánico de frenos para una mayor estabilidad.
- Estribos extraíbles para las piernas en la posición de litotomía.



Cuenta con una cubierta de base de fácil manejo, así como un sistema de control remoto inalámbrico más conveniente. Desplazamiento longitudinal de hasta 320 mm, la mesa es adecuada especialmente para la cirugía cardiovascular o la cirugía de columna con arco en C.

Desplazamiento longitudinal (opcional)



Movimiento de la sección posterior



Inclinación lateral



Ajuste de la altura



Trendelenburg Posición de Trendelenburg invertida

