



mindray



VS600

Monitor de constantes vitales

Solicita tu cotización

www.polymedic.com.mx

Teléfono: (55) 2472 0070

Whatsapp: (55) 1612 4892

Av Chalma Manzana 001 Desp. 30, San Juan
Atlamica, 54720 Cuautitlán Izcalli, Méx.



VS600

Monitor de constantes vitales Mindray modelo VS-600 con pantalla gran formato de 5,7" nítida y de alto contraste. El equipo dispone de una tecla rápida para la selección del tipo de paciente Adulto, Pediátrico y Neonato, de inicio/parada y de borrado de última medición. La batería de Ion-litio de gran capacidad para una monitorización continua de hasta 11 horas.



Seguridad: Cumple los requisitos de la serie IEC60601. Peso: <1.7 kg con la batería incluida. Pantalla: 90 mm x 99 mm con visualización digital numérica del segmento. Zumbador, que representa el tono de prueba automática de encendido, de pulso y de fallo técnico. NIBP: Modos de funcionamiento: Manual. Unidad de medición: mmHg/kPa seleccionable. Tipos de medición: Sistólica, diastólica, media, frecuencia de pulso.





Tipo de paciente

Pantalla de gran formato (5,7") nítida y de alto contraste

El índice de perfusión (IP) proporciona al personal sanitario una indicación de la fiabilidad de la medición de SpO₂

Batería de Ion-litio de gran capacidad para un monitorización continua de hasta 22 horas

Sistema encendido o apagado

La segura medición de la TEMP le proporciona unos resultados rápidos

Borrar última medición

Módulo Smart Temp™

Inicio/parada de PNI

Tipo de paciente

