



mindray

WATO EX30

Máquina de Anestesia



Solicita tu cotización

 www.polymedic.com.mx
 Teléfono: (55) 2472 0070
 Whatsapp: (55) 1612 4892

 Av. Doctor Jorge Jiménez Cantú, MNZ C34A.
Lote 5, Colonia Centro Urbano, Cuautitlán Izcalli,
C.P. 54700, Estado de México



WATO EX30

Mindray serie WATO EX-30 es aptas para la anestesia general en una amplia gama de pacientes de quirófano, desde niños a adultos.

Clásico

Sus caudalímetros clásicos reducen la curva de aprendizaje, permitiendo un funcionamiento cómodo y de fácil manejo para el clínico. EX-30 puede configurarse con hasta 6 medidores de flujo de tubo de vidrio para aire, O₂ y N₂O, que proporcionando ajustes de flujo de alta resolución.

Fiable

Con un diseño patentado de tres sensores de flujo, el sistema de calefacción integrado, el circuito de respiración compacto y un ventilador de última generación, WATO EX-30 acompaña al anestesiólogo en un rol de socio confiable.

Seguro

Wato EX-30 muestra información de capnografía directamente en el monitor del ventilador y, de esta forma, ofrece la forma más e ciente para el control del paciente.



Arraigada en la profunda comprensión de las necesidades clínicas, WATO EX-30 integra funciones completas, como los modos sincronizados por presión y volumen, así como un control e caz de las capnógrafo, haciéndola una solución accesible.

Varios modos de visualización seleccionables en una pantalla LCD en color.

Moderno y ergonómico diseño.

Respirador controlado electrónicamente y de accionamiento neumático.

Modos manuales, VCV, modo de presión y VIS0.

Permite su combinación con hasta 2 vaporizadores.

Se adapta a aplicaciones versátiles, especialmente anestesis de flujo bajo.

Solicita tu cotización

