



mindray

UMEC 10

Monitor para pacientes
Cómo eliminar los costos altos de
la atención médica de calidad.



 www.polymedic.com.mx

 Teléfono: (55) 2472 0070

 Whatsapp: (55) 1612 4892


 Av Chalma Manzana 001 Desp. 30, San Juan
Atlamica, 54720 Cuautitlán Izcalli, Méx.

Solicita tu cotización

uMEC 10



- Pantalla: touch screen, que permite ver los valores de otros pacientes conectados a la red.
- Ofrece mediciones precisas y estables de los parámetros esenciales.
- Hasta 7 ondas desplegadas en pantalla.
- 3/5 derivaciones de ECG, Respiración, SpO2, NIBP y 1 canal de temperatura.
- Análisis de arritmias, segmento ST y segmento QT/QTc.
- Memoria de hasta 1200 horas Transferencia de datos por USB.
- Batería de ion-litio de 4 horas.
- Parámetros pre configurados



www.polymedic.com.mx

Teléfono: (55) 2472 0070

Whatsapp: (55) 1612 4892

Av Chalma Manzana 001 Desp. 30, San Juan
Atlamica, 54720 Cuautitlán Izcalli, Méx.



De uso fácil



Análisis HR/BP

Análisis HR/BP



Interfaces fáciles de usar



Gabinete exclusivo para accesorios



Alta durabilidad



Accesorios de alta calidad



Protección contra caídas



Compatible con múltiples agentes de limpieza



Rendimiento avanzado



Mediciones fundamentales avanzadas

1200 horas de tendencias
1800 horas de tendencias
1600 Mediciones PIN
48 Horas de información completa

Enorme capacidad de datos



8 horas

Batería de larga duración

