




# mindray

## uMEC 12

Monitor de signos vitales de 7  
parámetros.



**Solicita tu cotización**

[www.polymedic.com.mx](http://www.polymedic.com.mx)

Teléfono: (55) 2472 0070

Whatsapp: (55) 1612 4892




Av Chalma Manzana 001 Desp. 30, San Juan  
Atlamica, 54720 Cuautitlán Izcalli, Méx.




Ayuda a simplificar el flujo de trabajo y mejorar la eficiencia El monitor proporciona una interfaz de usuario muy intuitiva para ayudar a aplicaciones más rápidas y fáciles incluso para usuarios novatos. Los cuidadores requieren menos tiempo de instrucción y tiene más tiempo para el cuidado del paciente.

- Pantalla: touch screen, que permite ver los valores de otros pacientes conectados a la red.
- Ofrece mediciones precisas y estables de los parámetros esenciales.
- Hasta 7 ondas desplegadas en pantalla.
- 3/5 derivaciones de ECG, Respiración, SpO2, NIBP y 1 canal de temperatura.
- Análisis de arritmias, segmento ST y segmento QT/QTc.
- Memoria de hasta 1200 horas Transferencia de datos por USB. Batería de ion-litio de 4 horas.
- Parámetros pre configurados



 [www.polymedic.com.mx](http://www.polymedic.com.mx)  
 Teléfono: (55) 2472 0070  
 Whatsapp: (55) 1612 4892

 Av Chalma Manzana 001 Desp. 30, San Juan Atlamica, 54720 Cuautitlán Izcalli, Méx.



De uso fácil



Análisis HR/BP



Interfaces fáciles de usar



Gabinete exclusivo para accesorios



Alta durabilidad



Accesorios de alta calidad




Protección contra caídas



Compatible con múltiples agentes de limpieza



Rendimiento avanzado



Mediciones fundamentales avanzadas

1200 horas de tendencias  
1800 horas de tendencias  
1600 Mediciones PIN  
48 horas de información completa

Enorme capacidad de datos



8 horas

Batería de larga duración

